

3
INSTRUMENTE
-15%

 MK-DENT



DISCOVER THE ADVANTAGE

KAUFEN SIE MINDESTENS 3 PRODUKTE
UND ERHALTEN SIE 15% RABATT.

PRIME LINE



CLASSIC LINE



ECO LINE



MK-DENT TURBINEN

Highlights

- AeroAcoustic Prime Rotor
- Spannzange mit Hartmetallführung
- Rücksaugstopp
- Verfeinerte Keramikugellager
- Automatische Druckregulierung
- Titan-Beschichtung

Turbinen			
HP21L		HP22L	
↗	Standard Kopf Ø 12,5 x H 14,3	Kleiner Kopf Ø 10,8 x H 12,5	
⚡	25W	18W	
👑	4-Loch-Spray	3-Loch-Spray	
🔧	HP21KL Kavo®	HP21NL NSK®	HP22KL Kavo®
	HP21WL W&H®	HP21SL Sirona®	HP22WL W&H®
☀️	695 € Stückpreis im Set 590,75 €		

Highlights

- AeroPower Rotor
- Spannzange mit Hartmetallführung
- Rücksaugstopp
- Verfeinerte Keramikugellager
- Chrom-Beschichtung

Turbinen		
HC20K	HC21K	HC22K
↗	Standard Kopf Ø 12,5 x H 14,3	
↗	Kleiner Kopf Ø 10,8 x H 12,5	
⚡	28 W POWER EDITION	23W
	18W	
👑	4-Loch-Spray	
🔧	Kavo MULTiflex Anschluss®	
☀️	HC20KL 659 € Stückpreis im Set 560,15 €	HC21KL 549 € Stückpreis im Set 466,65 €
☀️	HC20K 559 € Stückpreis im Set 475,15 €	HC21K 449 € Stückpreis im Set 381,65 €
☀️		HC22KL 549 € Stückpreis im Set 466,65 €
☀️		HC22K 449 € Stückpreis im Set 381,65 €

MK-DENT TURBINEN

Highlights

- AeroPerformance Rotor
- Verfeinerte Keramikugellager
- Chrom-Beschichtung

Turbinen			
HE21		HE22	
↗	Standard Kopf Ø 12,5 x H 14,3		
↗	Kleiner Kopf Ø 10,8 x H 12,5		
⚡	24W		16W
👑	4-Loch-Spray		
🔧	HE21K Kavo®	HE21N NSK®	HE22K Kavo®
	HE21W W&H®	HE21S Sirona®	HE22W W&H®
☀️	HE21KL, HE21NL, HE21WL, HE21SL, HE22KL, HE22NL, HE22WL 449 € Stückpreis im Set 381,65 €		
☀️	HE21K, HE21N, HE21W, HE21S, HE22K, HE22N, HE22W 349 € Stückpreis im Set 296,65 €		

MK-DENT WINKELSTÜCKE, KÖPFE & UNTERTEILE

Highlights

- Austauschbare Köpfe
- Langlebige Getriebe
- Übertragungen von 1:5 bis zu 14,8:1
- Titan-Beschichtung

Gerades Handstück und Winkelstücke				
LP01L	LP11L	LP15L	LP54L	LP74L
🌀	• 1:1	• 1:1	• 1:5	• 7:4:1
🕒	Max. 40000	Max. 200000	Max. 7407	Max. 5406
🔧	HP-Bohrer	RA-Bohrer	FG-Bohrer	RA-Bohrer
☀️	LP01L 495 € Stückpreis im Set 420,75 €	LP11L 595 € Stückpreis im Set 505,75 €	LP15L 795 € Stückpreis im Set 675,75 €	LP54L 595 € Stückpreis im Set 505,75 €
☀️				LP74L 629 € Stückpreis im Set 534,65 €

Highlights

- Austauschbare Köpfe
- Langlebige Getriebe
- Übertragungen von 1:1 bis zu 14,8:1
- Chrom-Beschichtung

Gerades Handstück und Winkelstückunterteile			
LC01	LC11	LC27	LC74
🌀	• 1:1	• 1:1	• 7:4:1
🕒	Max. 40000	Max. 14814	Max. 5406
🔧	HP-Bohrer	MK-dent® & Kavo® Köpfe	
☀️	LC01L 439 € Stückpreis im Set 373,15 €	LC11L 339 € Stückpreis im Set 288,15 €	LC27L 395 € Stückpreis im Set 335,75 €
☀️	LC01 339 € Stückpreis im Set 288,15 €	LC11 279 € Stückpreis im Set 237,15 €	LC74 389 € Stückpreis im Set 330,65 €
☀️			LC74L 439 € Stückpreis im Set 373,15 €

MK-DENT HAND- & WINKELSTÜCKE

Highlights

- Langlebige Getriebe
- Übertragungen von 1:5 bis zu 7,4:1
- Chrom-Beschichtung

Gerades Handstück und Winkelstücke								
LE01	LE11	LE15	LE16	LE21	LE27	LE54	LE54P	LE74
🌀	• 1:1	• 1:1	• 1:5	• 1:1	• 2:1	• 2:7:1	• 5:4:1	• 7:4:1
🕒	Max. 40000	Max. 200000	Max. 40000	Max. 20000	Max. 14814	Max. 7407	Max. 7407	Max. 5406
🔧	HP-Bohrer	RA-Bohrer	FG-Bohrer		RA-Bohrer		Prophy Cup	RA-Bohrer
☀️	LE01L 395 € Stückpreis im Set 335,75 €	LE11L 449 € Stückpreis im Set 381,65 €	LE15L 595 € Stückpreis im Set 505,75 €	LE16L 459 € Stückpreis im Set 390,15 €	LE21L 449 € Stückpreis im Set 381,65 €	LE27L 495 € Stückpreis im Set 420,75 €	LE54L 495 € Stückpreis im Set 420,75 €	LE54P 495 € Stückpreis im Set 420,75 €
☀️	LE01 279 € Stückpreis im Set 237,15 €	LE11 349 € Stückpreis im Set 296,65 €	LE15 495 € Stückpreis im Set 420,75 €	LE16 359 € Stückpreis im Set 305,15 €	LE21 349 € Stückpreis im Set 296,65 €	LE27 395 € Stückpreis im Set 335,75 €	LE54 395 € Stückpreis im Set 335,75 €	LE54P 395 € Stückpreis im Set 335,75 €
☀️								LE74L 519 € Stückpreis im Set 441,15 €

Köpfe für Winkelstückunterteile	
LPH11	LPH21
🌀	• 1:1
🕒	Max. 40000
🔧	RA-Bohrer
☀️	LPH11 219 € Stückpreis im Set 186,15 €
☀️	LPH21 219 € Stückpreis im Set 186,15 €

Köpfe für Winkelstückunterteile			
LCH11	LCH16	LCH21	LCH21P
🌀	• 1:1	• 1:1	• 2:1
🕒	Max. 40000	Max. 20000	
🔧	RA-Bohrer	FG-Bohrer	RA-Bohrer
			Prophy Cup
☀️	LCH11 198 € Stückpreis im Set 168,30 €	LCH16 239 € Stückpreis im Set 203,15 €	LCH21 198 € Stückpreis im Set 168,30 €
☀️			LCH21P 209 € Stückpreis im Set 177,65 €

-15 %

**KAUFEN SIE MINDESTENS 3 PRODUKTE
UND ERHALTEN SIE 15 % RABATT.**

DISCOVER THE ADVANTAGE
MK-DENT.COM

RUNDUM SORGLOS GARANTIE

Mit der kostenlosen MK-dent Rundum-Sorglos-Garantie bieten wir Ihnen eine vollständige Garantie inklusive aller Verschleißteile. Unser Service ist in dieser Form einzigartig auf dem Markt.

Mechanische Kräfte, die während des Betriebs über Jahre hinweg auf Ihre Präzisionsinstrumente einwirken, können diese beschädigen. Bedenken Sie daher, dass Verschleißteile mit der Zeit erneuert werden müssen.

Bei einer Instandsetzung verwenden wir ausschließlich MK-dent Original-Ersatzteile, die alle technischen und regulatorischen Anforderungen erfüllen. Somit ist gewährleistet, dass Ihr Instrument auch nach dem kostenlosen Wechsel eines Verschleißteils weiterhin perfekt funktioniert.

PROPHY LINE



MK-DENT PROPHYLAXE

Highlights

- 360° drehbares RotaGrip® System für sicheres und einfaches Arbeiten
- Kunststoffgehäuse
- Verfügbar für verschiedene Anschlüsse
- Ergonomische Form

Pulverstrahlgerät			
PR1011			
✎	PR1011K Kavo®	PR1011B Bien-Air®	PR1011N NSK®
	PR1011S Sirona®	PR1011W W&H®	
595 € Stückpreis im Set 505,75 €			

Highlights

- Lineare Bewegungen
- Kunststoffgehäuse
- Komfortabler Stahlgriff
- 6-LED-Lichtring verfügbar
- Verfügbar für verschiedene Anschlüsse

Ultraschallscaler						
	SC21EL	SC21E	SC21E2	SC21KL	SC21SL	SC21S
⚡	24-33 kHz					
✎	EMS*			KaVo®	Aceton-Satelec®	
	EN-060A	EN-041	EN-061	REF 1.007.3995	F 12609	F 12281
💡	329 € Stückpreis im Set 279,65 €	-	-	329 € Stückpreis im Set 279,65 €	329 € Stückpreis im Set 279,65 €	-
🌐	-	229 € Stückpreis im Set 194,65 €	229 € Stückpreis im Set 194,65 €	-	-	229 € Stückpreis im Set 194,65 €

Kavo, Sirona, NSK, W&H, Bien-Air, EMS, Acteon-Satelec und B.A. International sind eingetragene Marken. Die MK-dent GmbH hat keine wirtschaftliche Verbindung zu den genannten Unternehmen. Fehldrucke und Fehler sind vorbehalten. Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer. Gültig bis 31.05.2024.

MK-DENT PARTNER

Ambident GmbH
Dental Geräte Handel und Service
Neumannstr. 3B
13189 Berlin

T.: +49 (0)30 442 28 81
F.: +49 (0)30 54 83 72 85

Mail: info@ambident.de

